

Naše zn.: 2022/94299/FNBrno - 14.7 – DrR/Sr
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 6. 2022

Veřejná zakázka – Lůžka pro pacienty

Vážení,

zadavatel obdržel dne 8. 6. 2022 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Dobrý den,

děkujeme Vám za Vaše odpovědi.

K Vaší odpovědi na náš dotaz č. 1 doplňujeme následující technickou informaci, neboť tuto odpověď považujeme za nepřesnou.

Lůžka naší společnosti disponují na trhu unikátním, patentovaným systémem AES (Anti Entrapment System). Jedná se o infračervený sensor - detektor překážky v dráze zdvihu/polohování lůžka. U dvouramenného zvedacího systému lůžka s AES nehrozí žádné riziko skřípnutí kabelů, hadiček či vaků při polohování lůžka a jakékoliv zachycení, zranění personálu, pacienta je naprosto vyloučeno.

V této souvislosti Vám zasíláme doplňující "Dotaz 1a":

Námi nabízené lůžko splňuje veškeré požadavky zadavatele, nabízí rovnocenné technické řešení a je plně v souladu s normou ČSN EN 60601-2-523. Konstrukce lůžka má 2-ramenný zvedací systém se čtyřbodovým uchycením, které umožňuje rovnoměrnější rozložení těžiště pacienta do více bodů a zajišťuje větší stabilitu lůžka v případě přesunu. Lůžko disponuje vícenásobnou ložnou plochou, než je požadováno - 4 dílnou, což umožňuje mnohem lepší rozložení hmotnosti pacienta, zmenšení tlaku na podložku a předchází tak vzniku potenciálních proleženin. Lůžko je bezpečné, je vybaveno unikátním AES systémem – senzorem na detekci překážky v dráze zdvihu postele a zachycení, uživatelsky příjemné s otevřenou konstrukcí, intuitivním ovládáním a komponenty plug & play pro snadnou údržbu, čištění, servis, dekontaminaci a zdvihem ložné plochy od 34 cm (kolečka 150 mm) pro větší bezpečnost pacientů a variability při použití patientských zvedáků.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené lůžko?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém původním požadavku na lůžka se sloupovou konstrukcí a nebude akceptovat lůžka s AES systémem.

Infračervená čidla uvedeného AES systému jsou namontována na základně lůžka. Z principu bude indikováno přerušení paprsku mezi čidly, tedy těsně nad základnou lůžka, ale ne v celém prostoru mezi základnou lůžka a platformou matrace. Na druhou stranu je toto systém, který zadavatel nepožadoval a který může přinést další problémy při manipulaci lůžka. Lůžkem nebude možné manipulovat, pokud bude paprsek přerušený např. povytaženým prostěradlem, napájecí přívodní šňůrou jiného přístroje, ventilačním okruhem od ventilátoru atd.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno