

Odpověď na dotazy dodavatele

Dotaz:

část 14 a 20:

Akceptuje zadavatel předložení referencí u části 14 a 20 dohromady, tj. endoskopické instrumentarium společně s endoskopickou technikou, či je nutné předložit reference pro obě položky zvlášť?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje společné reference. Jak je uvedeno v kvalifikační dokumentaci v poznámce pod čarou, lze v částech 2 – 23 prokazovat dodávkami zdravotnické techniky, zdravotnických prostředků (jednorázové plnění nebo součet opakovaných plnění témuž odběrateli za období jednoho roku), toto platí bez omezení na předmět jednotlivých částí zakázky.

Dotaz:

část 13:

V technické specifikaci se vyskytují následující požadavky:

- aplikace pro novorozence i děti
- pulzní režim
- kontinuální analýza plynů
- snímače pro otáčky, průtok, tlak a kontrolu bublin

Tyto parametry nejsou u nástrojů a sterilizačních kontejnerů relevantní, s největší pravděpodobností se jedná o administrativní chybu, která patrně vznikla při konverzi textu. Potvrzuje zadavatel, že se jedná o administrativní chybu?

Odpověď:

Ano, jedná se o administrativní chybu.

Dotaz:

část 19:

Akceptuje zadavatel vysokofrekvenční přístroj s režimem pro koagulaci velkých cév do 5mm při splnění všech požadavků uvedených v ZD?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat uvedený přístroj.

Dotaz:

Požadavek zadavatele:

- materiál víka kontejneru, termostabilní probarvený polymer

Víka námi nabízených kontejnerů jsou vyrobena z eloxovaného hliníku, který zabezpečuje 100% bezpečnost a pevnost pro sterilizovaný materiál.

Bezpečnost obsahu je zajištěna pevností hliníkového víka, které nepodléhá teplotním změnám v komoře sterilizátoru. Pevný hliníkový obal nemění svůj tvar, je stále stejně pevný, takže nedochází k poškození obsahu uloženého materiálu. Díky pevnému víku nedochází k poškození filtrového systému kontejneru, filtrační schopnost je stále stejná. Pevný obal také zajistí, že v průběhu jakékoli manipulace nedojde k poškození, či otevření víka, při stohování a ukládání kontejneru nedochází ke stlačení víka. Integrovaný ventil ve víku kontejneru zajišťuje 100% ochranu obsahu a díky pevnému víku je i on chráněn. Tuto skutečnost nelze 100% prokázat u plastových vík. U kontejnerů, které jsou vybaveny

plastovými víky, může dojít k jejich deformaci a nelze říci, jak bude plastové víko reagovat na změny teplot při každodenním používání řadu let. Rozdílná tepelná roztažnost hliníkové nádoby kontejneru a plastového víka může způsobovat netěsnosti kontejneru.

Z praxe víme, že plastová víka po čase praskají a musí se vyměňovat, čímž vzrůstají náklady na provoz a samozřejmě není zaručena ochrana sterilizovaného obsahu. Jasně se osvědčilo, že víka z eloxovaného hliníku jsou nejbezpečnější a nejpevnější ochrana obsahu kontejneru.

Omezení okruhu možných dodavatelů pouze na ty, kteří používají u kontejnerů plastová víka, nemá z medicínského ani provozního hlediska opodstatnění.

Bude zadavatel akceptovat kontejnery s dvojitým ochranným víkem z eloxovaného hliníku?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat uvedený typ kontejnerů.

Dotaz:

Požadavek zadavatele:

- Filtrový systém, filtry pro opakované použití, min. 5000 mycích a sterilizačních cyklů
Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje, aby součástí dodávky byly filtry pro opakované použití na min. 5000 mycích a sterilizačních cyklů pro každý kontejner?

Odpověď:

Ano, rozumíte správně.

Dotaz:

Zadavatel u sterilizačních kontejnerů požaduje:

- aplikace pro novorozence i děti
- pulzní režim
- kontinuální analýza plynů
- snímače pro otáčky, průtok, tlak a kontrolu bublin

Domníváme se, že se jedná o chybu při přepisování specifikace a tyto požadavky ke sterilizačním kontejnerům nepatří.

Odpověď:

Ano, jedná se o administrativní chybu.

V souladu s těmito dodatečnými informacemi dojde ke změně zadávací dokumentace.