

Naše zn.: 2025/92069/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. září 2025

Odpověď na dotazy k VZMR – PCR termocycler ev. č. P25V00000425

Dotaz:

Jedná se o dvojblokový cykler nebo jednoblokový cykler s vyměnitelnými bloky, a v případě varianty cyklu s vyměnitelnými bloky prosíme o upřesnění, o které bloky konkrétně má tedy zadavatel zájem? Jakou kapacitu zkumavek zadavatel upřednostňuje?

S ohledem na to, že se běžně v laboratořích využívá pro PCR reakci objem kolem 50 ul, rádi bychom se zeptali, zda bude zadavatel akceptovat nabídku cyklu, kde reakční objem je až 100 ul při zachování všech ostatních parametrů?

Odpověď:

Zadavatel neakceptuje nabízenou variantu a požaduje nastavitelný rozsah s minimálním rozmezím 10 – 125 ul, přičemž na uspořádání/počtu bloků nezáleží.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773