

Dodatečné informace

Dotaz:

Délka impulsu uživatelsky volená v 0,1 s krocích.

Nejedná se o chybu v zadání? Délka impulsu je konstantní z konstrukčních důvodů. Nastavitelnou délku pulsu umožňuje zařízení typu cTMS, které se pohybuje v jiných cenových hladinách. Navíc délka impulsu 0,1 s je pro rTMS technicky nerealizovatelná. Běžná délka impulsu se u jednotlivých výrobců pohybuje přibližně kolem 300 us (mikrosekund).

Odpověď:

Ano, jedná se o chybu, správná délka impulsu (pulse width) má být 300 us (mikrosekund).

Dotaz:

Minimální volitelný intertrainový interval 1 ms.

Tento požadavek podle našeho názoru vůbec nekoresponduje s předchozím požadavkem na maximální opakovací frekvenci 100 Hz (= 10 ms mezi jednotlivými pulsy). Jelikož je udáván intertrainový interval, nejedná se o překlep a nemá zadavatel na mysli interval 1s?

Pokud je intertrainový interval 1 ms opravdu požadován, je toto sice možné technicky realizovat, ale následný puls již nebude dosahovat nastavených parametrů (bude mít nižší a nepřesně definovanou amplitudu), jako je tomu u některých konkurenčních výrobců, kteří takto krátký interval umožňují.

Odpověď:

Ano, jedná se o chybu, správný intertrain interval má být 1 s.

V souvislosti s těmito dodatečnými informacemi bude opravena zadávací dokumentace.